

Wb、If/Icc、Elisa用抗Idh1ウサギモノクローナル抗体 - O75874

商品番号: CM0007639



前書き

ヒトIDH1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。NADPH生成と代謝経路に重要な細胞質NADP-イソクエン酸デヒドロゲナーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IDH1 ウサギmAb
別名	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3417
遺伝子ID	3417
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75874
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤