

ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用 Anti-Idh2 ポリクローナル抗体 - P48735

商品番号: CM0024866



前書き

ヒトIDH2（ミトコンドリアTCA回路酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIPで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。代謝および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IDH2 ウサギ pAb
備考/別名	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3418
GeneID	3418
免疫原	ヒトIDH2（NP_002159.2）のアミノ酸193-452に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48735
タンパク質重量	51kDa
発送	保冷バッグ