

Anti-Idh2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48735

商品番号: CM0003306



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のIDH2 Rabbit mAb (P48735)を提供しています。ヒト、マウス、ラットのIDH2を検出します。代謝研究や疾患研究に信頼性があります。IVD調達のワンストップソリューション。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IDH2 Rabbit mAb
備考/別名	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3418
免疫原	合成ペプチド：ヒトIDH2 (P48735) のアミノ酸353-452領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48735
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ