

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Idh3A ウサギポリクローナル抗体 - P50213

商品番号: CM0018002



前書き

ヒトIDH3Aに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。組換えタンパク質免疫原により特異性を確保。TCA回路および関連疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IDH3A ウサギ pAb
備考/別名	RP90; IDH3A
種	ヒト
GeneID	3419
免疫原	ヒトIDH3A（NP_005521.1）のアミノ酸28-366に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50213
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ