

Wb、If、Elisa用抗Idh3Bウサギポリクローナル抗体 - O43837

商品番号: CM0017369



前書き

ミトコンドリアNAD依存性イソクエン酸デヒドロゲナーゼβサブユニットであるIDH3Bに対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでの反応性を有し、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。TCAサイクルおよびミトコンドリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	IDH3BウサギpAb
備考/別名	RP46 ; IDH3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3420
遺伝子ID	3420
免疫原	ヒトIDH3B (NP_008830.2) のアミノ酸35～170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43837
タンパク質分子量	42 kDa
輸送	保冷バッグ