

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ido1ポリクローナル抗体 - P14902

商品番号: CM0019037



前書き

ヒトIDO1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットのIDO1を検出します。トリプトファン代謝および免疫調節研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IDO1 Rabbit pAb
備考/別名	IDO; INDO; IDO-1; IDO1
種	ヒト
遺伝子ID	3620 (ヒト)
免疫原	ヒトIDO1 (NP_002155.1) のアミノ酸1-403に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P14902
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋