

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ido1 ウサギ Polymab® - P14902

商品番号: CM0003468



前書き

WB、IF/ICC、ELISAアプリケーション用の高品質な抗IDO1ウサギPolymAb®。トリプトファン代謝と免疫寛容における重要な酵素であるヒトIDO1（P14902）を検出し、がんおよび免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IDO1ウサギPolymAb®
備考/別名	IDO; INDO; IDO-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3620
GeneID	3620
免疫原	ヒトIDO1（NP_002155.1）のアミノ酸1-403に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14902
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ