


抗Idsウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P22304

商品番号: CM0023420



前書き

ヒト Iduronate 2-sulfatase (IDS) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ライソゾーム病研究やバイオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	IDS ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ID2S; MPS2; SIDS; IDS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3423
GeneID	3423
免疫原	ヒトIDSのアミノ酸34-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000193.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22304
タンパク質重量	62kDa
配送	アイスパック