

Anti-Ier3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

商品番号: CM0030071

前書き

ウエスタンブロット、IHCパラフィン、およびELISAアプリケーション用のAnti-IER3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスIER3を検出し、ERKシグナル伝達およびがんストレス耐性における重要なマーカーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IER3 Rabbit pAb
備考/別名	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8870
GeneID	8870
免疫原	合成ペプチド：ヒトIER3 (NP_003888.2) のアミノ酸50-150内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46695
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ