


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ier5 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Vy09

商品番号: CM0020744



前書き

即時早期応答遺伝子5タンパク質（IER5）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。転写調節、熱ショックストレス応答、細胞周期制御に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IER5 ウサギ pAb
備考/別名	SBBI48; IER5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51278
GeneID	51278
免疫原	合成ペプチド ヒトIER5（NP_057629.2）のアミノ酸200-300に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5VY09
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ