

## Wb、Elisa用 Anti-Iffo2 ポリクローナル抗体 - Q5Tf58

商品番号: CM0026120

## 前書き

IFFO2 (Intermediate filament family orphan 2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISAで検証済み。この保存されたコイルドコイル中間径フィラメントタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                 |
|-------------|-------------------|
| 製品名         | IFFO2 ウサギ pAb     |
| 備考/別名       | IFFO2             |
| 種           | ヒト                |
| GeneID (ヒト) | 126917            |
| GeneID      | 126917            |
| 免疫原         | ヒト IFFO2 組換えタンパク質 |
| 由来          | ウサギ               |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体         |
| 適用          | WB、ELISA          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット        |
| SWISS       | Q5TF58            |
| タンパク質分子量    | 57kDa             |
| 輸送          | 保冷バッグ             |