

抗Ifi16ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q16666

商品番号: CM0017380



前書き

ヒトIFI16（別名：PYHIN2、IFNGIP1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。自然免疫、炎症、がん研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFI16 Rabbit pAb
備考/別名	PYHIN2; IFNGIP1; IFI16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3428
遺伝子ID	3428
免疫原	ヒトIFI16の1-300アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001351796.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16666
タンパク質重量	88kDa
配送	アイスバッグ