

Anti-Ifi16 Rabbit Polyclonal Antibody - Q16666

商品番号: CM0022818



前書き

WB、FC、ELISA用IFI16ウサギポリクローナル抗体。ヒトIFI16（自然免疫DNAセンサーおよび転写調節因子）を検出します。ウイルス防御およびがんに関与します。免疫検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFI16 Rabbit pAb
備考/別名	IFI16; IFNGIP1; PYHIN2; gamma-interferon-inducible protein 16
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3428
遺伝子ID	3428
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIFI16 (NP_001351796.1) のアミノ酸500-785に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16666
タンパク質分子量	75kDa/82kDa/88kDa
配送	氷袋