

WbおよびElisa用 抗Ifi27 ウサギポリクローナル抗体 - P40305

商品番号: CM0015947

前書き

このIFI27ウサギポリクローナル抗体（別名ISG12A）は、インターフェロンα誘導性タンパク質27（ミトコンドリア局在）を特異的に認識します。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。I型インターフェロン誘導性アポトーシス、ウイルス防御機構、ミトコンドリアシグナリングの研究に最適です。ヒトIFI27のアミノ酸1-100内の合成ペプチドに対して作製されました。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFI27 ウサギ pAb
備考/別名	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
種	ヒト
GeneID	3429 (ヒト)
免疫原	ヒトIFI27 (NP_005523.3) のアミノ酸1-100内配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P40305
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ