

WbおよびElisa用抗Ifi30ウサギポリクローナル抗体 - P13284

商品番号: CM0015470

前書き

ヒトIFI30（GILT）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。抗原提示細胞におけるMHCクラスI/II抗原プロセッシングおよびリソソームチオール還元酵素活性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFI30ウサギpAb
備考/別名	GILT; IP30; IP-30; IFI-30; IFI30
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10437
GeneID	10437
免疫原	ヒトIFI30（NP_006323.2）のアミノ酸1～250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13284
タンパク質分子量	28kDa
輸送条件	保冷剤