

WbおよびElisa用Anti-Ifi35 Rabbit Polyclonal Antibody - P80217

商品番号: CM0018777

前書き

ヒトIFI35 (IFP35)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。IFI35は、自然免疫応答およびNF-kappa-Bシグナル伝達を調節するインターフェロン誘導性タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFI35 Rabbit pAb
備考/別名	IFP35; IFI35
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3430
GeneID	3430
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIFI35 (NP_005524.2) のアミノ酸1-288に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P80217
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋