

抗Ifi44ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - Q8Tcb0

商品番号: CM0027145

前書き

IFI44を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのIFI44を認識します。インターフェロン誘導性微小管構造の研究やプロテオミクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFI44 ウサギpAb
別名	p44; MTAP44; A430056A10Rik; IFI44
種	マウス
GeneID (ヒト)	10561
GeneID	99899
免疫原	マウスIFI44（NP_598632.2）のアミノ酸100～200番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TCB0
タンパク質分子量	50kDa
発送	氷袋梱包