


Wb、Elisa用抗Ifit3ポリクローナル抗体 - O14879

商品番号: CM0015713



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗IFIT3ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。CamelBioの高品質試薬で、抗ウイルス研究および自然免疫研究を推進できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFIT3 Rabbit pAb
備考／別名	P49; Ifi49; IFIT3
種	マウス
GeneID (ヒト)	3437
GeneID	15959
免疫原	マウスIFIT3 (NP_034631.1) のアミノ酸100~200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14879
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷剤