


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ifit3 ポリクローナル抗体 - O14879

商品番号: CM0030126



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのIFIT3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIFIT3に反応します。自然抗ウイルス免疫、細胞周期調節、インターフェロンシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFIT3 ウサギ pAb
備考/別名	P49, Ifi49, IFIT3
種	マウス
GeneID (ヒト)	3437
GeneID	15959
免疫原	マウスIFIT3 (NP_034631.1) のアミノ酸128-331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14879
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ