

抗Ifitm3ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q01628

商品番号: CM0006598

前書き

ヒトIFITM3（1-8U、IP15、DSPA2b）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの実用性が検証済みです。抗ウイルス自然免疫およびウイルス侵入機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFITM3 ウサギmAb
別名	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10410
GeneID	10410
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIFITM3(NP_066362.2)のアミノ酸1-57番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q01628
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤梱包