


Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Ifn-Bポリクローナル抗体 - P01575

商品番号: CM0020872



前書き

マウスIFN- β (UniProt P01575) を標的とするウサギポリクローナル抗体。W B、IF/ICC、IF-P、ELISAでのバリデーション済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。自然免疫およびインターフェロンシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFN- β ウサギpAb
備考／別名	Ifb; IFNB; Ifl1dal; IFN- β
種	マウス
GeneID (ヒト)	3456
GeneID	15977
免疫原	組換えタンパク質 マウスIFN- β (NP_034640.1) のアミノ酸1〜182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01575
タンパク質分子量	22 kDa
配送	保冷バッグ