


Anti-Ifn-Beta Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P01574

商品番号: CM0012056



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用ヒトIFN-betaに対するウサギモノクローナル抗体。自然免疫、抗ウイルス応答、およびがん研究に適しています。組換え免疫原を使用し、22 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFN-beta Rabbit mAb
備考/別名	IFB; IFF; IFNB; IFN-beta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3456
遺伝子ID	3456
免疫原	ヒトIFN-beta (NP_002167.1) のアミノ酸22-187に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01574
タンパク質分子量	22 kDa
配送	氷袋