

Wb、Fc、Elisa対応 抗Ifn- $\Gamma$ モノクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0006013



## 前書き

## ヒトIFN-

$\gamma$ に対するウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAでの使用が検証済みです。抗菌反応および抗腫瘍反応における免疫インターフェロンの機能研究に適しています。 - P01579

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | IFN- $\gamma$ ウサギmAb                                           |
| 備考／別名      | IFG; IFI; IMD69                                                |
| 対象種        | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3458                                                           |
| 遺伝子ID      | 3458                                                           |
| 免疫原        | ヒトIFN- $\gamma$ (NP_000610.2) のアミノ酸24~166番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                            |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                      |
| 用途         | WB、FC (細胞内)、ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト                                                             |
| SWISS      | P01579                                                         |
| タンパク質分子量   | 19kDa                                                          |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                            |