


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ifnガンマ ポリクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0013707



前書き

ヒトIFNガンマ（インターフェロンガンマ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。タンパク質分子量は約19kDa。サイトカイン研究および免疫学研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNガンマ ウサギ pAb
備考/別名	IFG; IFI; IMD69; IFNガンマ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3458
遺伝子ID	3458
免疫原	組換えタンパク質 / IFNガンマ (NP_997468.1) のアミノ酸24-161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ