

Wb、Elisa用抗Ifnyウサギモノクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0007403



前書き

ヒトIFN γ を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。免疫原には組換えタンパク質を使用し、ヒトとの交差反応性があります。サイトカインおよび免疫応答の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFN γ ウサギmAb
備考／別名	IFG; IFI; IMD69; IFN γ
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	3458
GeneID	3458
免疫原	ヒトIFN γ (NP_000610.2) のアミノ酸24～161に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19 kDa
輸送条件	保冷バッグ