

Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Ifn- γ ウサギモノクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0011050



前書き

WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA用として検証済みの抗IFN- γ ウサギモノクローナル抗体。抗菌、抗ウイルス、抗腫瘍免疫応答における重要なサイトカインであるヒトIFN- γ を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFN- γ Rabbit mAb
備考/別名	IFG; IFI; IMD69
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3458
GeneID	3458
免疫原	ヒトIFN- γ (NP_000610.2) のアミノ酸24-166に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋