

Wb、Elisa用抗Ifnガンマウサギポリクローナル抗体 - P01579

商品番号: CM0017179



前書き

WBおよびELISA用に提供されるこのウサギポリクローナル抗体は、抗菌免疫および抗腫瘍免疫において重要なサイトカインであるヒトIFNガンマを標的とし、診断および研究用途を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNガンマウサギpAb
備考／別名	IFG; IFI; IMD69; IFNガンマ
種	ヒト
GeneID	3458 (ヒト)
免疫原	ヒトIFNガンマのアミノ酸24～166に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_997468.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01579
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ