

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Ifna10 ウサギポリクローナル抗体 - P01566

商品番号: CM0024125

前書き

ヒトインターフェロンα-10 (IFNA10) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。抗ウイルス研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNA10 ウサギ pAb
備考/別名	IFN-alphaC; IFNA10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3446
GeneID	3446
免疫原	ヒト IFNA10 (NP_002162.1) のアミノ酸24-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P01566
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷剤