

Anti-Ifnar1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P17181

商品番号: CM0023341



前書き

ヒトIFNAR1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。I型インターフェロンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	IFNAR1 Rabbit pAb
備考/別名	AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IMD106; IFN-alpha-REC; IFNAR1
種	ヒト
遺伝子ID	3454
免疫原	ヒトIFNAR1（NP_000620.2）のアミノ酸470-557に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17181
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバック