

抗Ifngr1モノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P15260

商品番号: CM0002110



前書き

ヒトIFNGR1（CD119）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示します。インターフェロンガンマシグナル伝達および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] IFNGR1 ウサギmAb
備考/別名	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; R1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3459
遺伝子ID	3459
免疫原	ヒトIFNGR1（NP_000407.1）のアミノ酸270-489番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15260
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤