

Anti-Ifngr1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P15260

商品番号: CM0002065



前書き

ヒトIFNGR1 (CD119)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。インターフェロンガンマシグナル伝達および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNGR1 Rabbit mAb
備考/別名	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3459
遺伝子ID	3459
免疫原	ヒトIFNGR1 (P15260) のアミノ酸390-489領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15260
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋