

抗Ifngr1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P15260

商品番号: CM0027274



前書き

IFNGR1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。インターフェロンガンマシグナル伝達および免疫応答経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNGR1 Rabbit pAb
別名	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; IFNGR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3459
GeneID	3459
免疫原	ヒトIFNGR1 (NP_000407.1) のアミノ酸270～489番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15260
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤