

Wb・Elisa用抗Ifngr2ポリクローナル抗体 - P38484

商品番号: CM0027036



前書き

このウサギ抗IFNGR2ポリクローナル抗体はウエスタンブロッティング（WB）およびELISAアプリケーション向けに設計されており、ヒト、マウス、ラットに対して交差反応性を示し、インターフェロンシグナル伝達研究を容易にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	IFNGR2 ウサギ pAb
備考／別名	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3460
遺伝子ID	3460
免疫原	ヒトIFNGR2（NP_005525.2）のアミノ酸238～337番内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38484
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷剤