

抗Ifngr2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P38484

商品番号: CM0016716



前書き

本ウサギポリクローナル抗体はヒトIFNGR2（インターフェロンガンマ受容体2）を検出し、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ラットと交差反応します。インターフェロンガンマシグナル伝達および受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNGR2 ウサギ pAb
別名	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3460
免疫原	ヒトIFNGR2 (NP_005525.2) のアミノ酸221～322領域内配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P38484
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	保冷剤