

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ifnl1ポリクローナル抗体 - Q8Iu54

商品番号: CM0025975



IFNL1抗体

前書き

ヒトIFNL1 (IL-29)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。抗ウイルスおよび免疫調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNL1 Rabbit pAb
備考/別名	IL29; IL-29; IFNL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	282618
免疫原	ヒトIFNL1 (NP_742152.1) のアミノ酸20-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IU54
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ