

Anti-Ifnl3ポリクローナル抗体（Ihc-PおよびElisa用） - Q8Izi9

商品番号: CM0015496



前書き

ヒトIFNL3 (IL-28B/IL-28C)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。IH
C-

PおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと
の交差反応性があります。上皮組織におけるIII型イン
ターフェロン介在性抗ウイルス防御の調査に最適です
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNL3 Rabbit pAb
備考/別名	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	282617
GeneID	282617
免疫原	ヒトIFNL3 (NP_742151.2) のアミノ酸22-196に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZI9
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋