

Anti-Ifnlr1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iu57

商品番号: CM0016960



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗IFNLR1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。上皮細胞における抗ウイルス防御およびJAK/STATシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNLR1 Rabbit pAb
備考/別名	IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/I2; IL-28RI; IFNLR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	163702
GeneID	163702
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトIFNLR1 (NP_734464.1) のアミノ酸21-228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q8IU57
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ