

Wb、Elisa用 抗Ifrd1ポリクローナル抗体 - O00458

商品番号: CM0018482

前書き

ヒトIFRD1（PC4/TIS7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を有します。神経成長因子（NGF）シグナル伝達および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFRD1 ウサギ pAb
備考/別名	PC4; TIS7; IFRD1
種	ヒト
GeneID (Human)	3475
GeneID	3475
免疫原	ヒトIFRD1（NP_001541.2）のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ