

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Ifrd1ウサギポリクローナル抗体 - O00458

商品番号: CM0029723

前書き

ヒトIFRD1（PC4/TIS7）を標的とするウェスタンブロットおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性を示す。NGFを介した分化および発生調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFRD1ウサギpAb
備考/別名	PC4; TIS7; IFRD1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3475
遺伝子ID	3475
免疫原	組み換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00458
タンパク質分子量	50kDa
配送	保冷バッグ