

Anti-Ift57 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nwb7

商品番号: CM0024721

前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトIFT57 (HIPPI, OFD18)
ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応性を示します。繊毛およびヘッジホッグシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFT57 Rabbit pAb
備考/別名	HIPPI; OFD18; MHS4R2; ESRRBL1; IFT57
種	ヒト
遺伝子ID	55081
免疫原	ヒトIFT57 (NP_060480.1) のアミノ酸170-429に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWB7
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋