

抗Ifit74ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q96Lb3

商品番号: CM0017492

前書き

ヒト、マウス、ラットと反応する、WBおよびELISAで検証済みの鞭毛内輸送タンパク質74ホモログ（IFT74）ウサギポリクローナル抗体。絨毛形成および鞭毛形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFT74 ウサギpAb
備考/別名	CMG1; BBS22; CCDC2; CMG-1; JBTS40; SPGF58; IFT74
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80173
遺伝子ID	80173
免疫原	ヒトIFT74のアミノ酸1-372に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001092694.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96LB3
タンパク質重量	69kDa
配送	アイスバッグ