

Wb、Elisa用 Anti-Ift88 モノクローナル抗体 - Q13099

商品番号: CM0003869

前書き

ヒト IFT88

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB および ELISA

で検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。一次繊毛の発生およびオートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFT88 Rabbit mAb
備考/別名	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8100
GeneID	8100
免疫原	ヒト IFT88 のアミノ酸 534-833 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_783195.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13099
タンパク質分子量	93kDa
配送	アイスバッグ