

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Ift88ポリクローナル抗体 - Q13099

商品番号: CM0013206

### 前書き

ウサギ由来ポリクローナルIFT88抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。線毛とオートファジー研究に最適です。(SWISS: Q13099)

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | IFT88 Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名       | DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88           |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 8100                                                    |
| GeneID      | 8100                                                    |
| 免疫原         | ヒトIFT88 (NP_783195.2) のアミノ酸534-833番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 用途          | WB、IF/ICC、ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | Q13099                                                  |
| タンパク質分子量    | 93kDa                                                   |
| 発送方法        | 保冷剤                                                     |