


Wb用抗Igf1ポリクローナル抗体 - P05019

商品番号: CM0020987



前書き

ウエスタンブロット用のヒトIGF1（インスリン様成長因子I）に対するウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと反応します。成長因子シグナル伝達、アポトーシス、発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IGF1 Rabbit pAb
備考/別名	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3479
GeneID	3479
免疫原	ヒトIGF1 (NP_000609.1) のアミノ酸65～165領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P05019
タンパク質分子量	22kDa
発送	氷袋