

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Igf1ウサギポリクローナル抗体 - P05019

商品番号: CM0017281



前書き

ヒトIGF1（インスリン様成長因子1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスIGF1と交差反応します。成長因子シグナル伝達、代謝、およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF1 Rabbit pAb
備考/別名	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
種	ヒト
GeneID	3479
免疫原	ヒトIGF1 (NP_000609.1) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05019
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋