

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Igf1ウサギポリクローナル抗体 - P05019

商品番号: CM0017250



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISA用のヒトIGF1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。成長因子シグナル伝達、代謝、神経科学研究に適用できます。

[詳細を学ぶ](#)

製品仕様	詳細
製品名	IGF1ウサギpAb
備考／別名	IGF; MGF; IGFI; IGF-I; IGF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3479
GeneID	3479
免疫原	合成ペプチド ヒトIGF1 (NP_000609.1) のアミノ酸50～150の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05019
タンパク質分子量	22 kDa
輸送条件	保冷バッグ