

Wb、Elisa用 抗Igf1R ウサギポリクローナル抗体 - P08069

商品番号: CM0018374



前書き

ヒトIGF1R (CD221/IGFIR)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。IGFシグナル伝達、がん生物学、細胞増殖の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] IGF1R ウサギ pAb
備考/別名	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; IR
種	ヒト
GeneID	3480
免疫原	ヒトIGF1R (NP_000866.1) のアミノ酸1201-1367に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08069
タンパク質分子量	155kDa
輸送	保冷バッグ