


If/Icc用 抗Igf2 ウサギ ポリクローナル抗体 - P01344

商品番号: CM0023642



前書き

ヒトIGF2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。胎児成長、グルコース代謝、組織分化に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IGF2 ウサギ pAb
備考/別名	IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; insulin like growth factor 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3481
GeneID	3481
免疫原	合成ペプチド ヒトIGF2 (P01344)のアミノ酸70-180に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01344
タンパク質分子量	20kDa/26kDa
輸送	保冷バッグ