


抗Igf2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P01344

商品番号: CM0021502



前書き

IGF2ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。組換え免疫原により、胎児発生、代謝、分化研究におけるインスリン様成長因子IIの確実な検出が保証されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2 Rabbit pAb
備考 / 別名	GRDF; SRS3; IGF-II; PP9974; C11orf43; IGF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3481
GeneID	3481
免疫原	組換えタンパク質：ヒトIGF2（NP_000603.1）のアミノ酸25～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01344
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤