

抗Igf2Bp1/Imp1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nzi8

商品番号: CM0017540



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのIGF2BP1/IMP1

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのIGF2BP1を検出し、RNA生物学、癌研究、神経発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP1/IMP1 ウサギpAb
別名	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; IGF2BP1/IMP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10642
遺伝子ID	10642
免疫原	ヒトIGF2BP1/IMP1 (NP_006537.3) のアミノ酸478～577番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZI8
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	氷袋